

WYKAZ PAKIETÓW

PAKIET 1

Szew syntetyczny, pleciony, wchłaniający z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego, wchłaniający się do 70 dni.

L.p.	Kształt igły	Wielkość	Rodzaj igły	Długość nitki	Grubość nitki	Razem ilość szaszetek na 24
1.	1/2koła	45-48mm	okrągła mocna	75cm	2	240
2.	1/2koła	45-48mm	okrągłą bezpieczna	70cm	2	48
3.	J	30mm	tnąca/odwrotnie tnąca/okrągła z tnącym końcem (przyostrzona)	70cm	1	552
4.	1/2koła	36mm	okrągła mocna	90cm	2	236

Tolerancja długości igły +/- 1 mm dot. poz. 3
Podane długości nitek są parametrami minimalnymi

PAKIET 2

Szew syntetyczny, pleciony o okresie podtrzymania tkankowego 50% po 5 dniach oraz okresie całkowitej absorpcji do 42 dni.

L.p.	Kształt igły	Wielkość	Rodzaj igły	Długość nitki	Grubość nitki	Razem ilość szaszetek na 24
1.	3/8koła	26mm	odwrotnie tnąca	75cm	2/0	66
2.	1/2koła	48mm	okrągła tnąca	90cm	0	396

PAKIET 3

Szew syntetyczny, monofilamentowy o okresie absorpcji 180 -210 dni

L.p.	Kształt igły	Wielkość	Rodzaj igły	Długość nitki	Grubość nitki	Razem ilość szaszetek na 24
1.	1/2koła	20-22mm	okrągła mocna	70cm	4/0	12
2.	1/2koła	22mm	okrągła mocna	70cm	3/0	24
3.	1/2koła	26mm	okrągła mocna	70cm	3/0	96
4.	1/2koła	26mm	okrągła mocna	70cm	2/0	96
5.	1/2koła	26-40mm	okrągła mocna	70cm	0	180
6.	1/2koła	36-40mm	okrągła mocna	70cm	1	180
7.	1/2koła	22mm	okrągła mocna	70cm	5/0	12
8.	1/2 koła	36-40mm	okrągła mocna	70cm	2	96
9.	1/2 koła	60mm	okrągła mocna	240cm pętla	2	96
10.	1/2 koła	40mm	okrągła mocna	120cm pętla	2	120
11.	1/2 koła	26-30 mm	okrągła mocna	70 cm	1	96
12.	haczyk	30mm	okrągła z tnącym ostrzem	70cm	2/0	12
13.	1/2 koła	26-40mm	odwrotnie tnąca	70cm	2/0	24
14.	1/2 koła	26-40mm	odwrotnie tnąca	75cm	0	24
15.	1/2 koła	26-40mm	odwrotnie tnąca	75cm	1	36
16.	1/2 koła	36-40mm	okrągła mocna	150cm pętla	1	168

Tolerancja długości igły +/- 1 mm dot. poz. 2-10 i 12-15
Podane długości nitek są parametrami minimalnymi

PAKIET 4

Szew pleciony, niewchłaniający z jedwabiu, impregnowany woskiem, z igłą i bez igły

L.p.	Kształt igły	Wielkość	Rodzaj igły	Długość nitki	Grubość nitki	Razem ilość szaszetek na 24
------	--------------	----------	-------------	---------------	---------------	-----------------------------

1.	1/2koła	26mm	okrągła	70cm	3/0	12
2.	1/2koła	26mm	okrągła	70cm	2/0	24
3.	1/2koła	30mm	okrągła	70cm	2/0	24
4.	1/2koła	36mm	okrągła	70cm	2	96
5.	1/2koła	42mm	okrągła	70cm	2	36
6.			bez igły	140-150cm	3/0	24
7.			bez igły	140-150cm	2/0	24
8.			bez igły	140-150cm	1	168
9.			bez igły	140-150cm	2	288
10.			bez igły	140-150cm	4	96

Tolerancja długość igły +/- 1 mm.

Dot. poz. 1-5 Podane długości nitki są parametrami minimalnymi.

PAKIET 5

Szew syntetyczny, monofilamentowy, niewchłaniający naczyniowy

L.p.	Kształt igły	Wielkość	Rodzaj igły	Długość nitki	Grubość nitki	Razem ilość saszetek na 24
1.	3/8koła	2x10mm	okrągła	60cm	6/0	120
2.	1/2 lub 3/8koła	2x13mm	okrągła	60cm	6/0	24
3.	1/2koła	2x13mm	okrągła	60cm	5/0	24
4.	1/2koła	2x17mm	okrągła	60cm	5/0	24
5.	1/2koła	26mm	okrągła mocna	70cm	2/0	288
6.	3/8koła	2x15mm	okrągła	70cm	5/0	24
7.	igła prosta	2x70mm	okrągła	70cm	2/0	24
8.	1/2 koła	22mm	okrągła	70cm	2/0	96

Tolerancja długości igły +/- 1 mm

Podane długości nitki są parametrami minimalnymi

Pakiet 6

Szew syntetyczny, pleciony, powlekany wchłaniający się w okresie do 90 dni wykonany z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego lub z kwasu poliglikolowego. Podtrzymywanie tkankowe min 60% po dwóch tygodniach.

L.p.	Kształt igły	Wielkość	Rodzaj igły	Długość nitki	Grubość nitki	Razem ilość saszetek na 24
1.	1/2 koła	20-22mm	okrągła	70cm	4/0	48
2.	1/2 koła	13mm	okrągła	70cm	5/0	24
3.	1/2 koła	17mm	okrągła	70cm	5/0	24
4.	1/2 koła	22mm	okrągła	70cm	2/0	36
5.	1/2 koła	26mm	okrągła	70cm	3/0	528
6.	1/2 koła	26mm	okrągła	70cm	2/0	780
7.	1/2 koła	30mm	okrągła	70cm	2/0	780
8.	1/2koła	36mm	okrągła mocna	70cm	2/0	780
9.	1/2koła	36mm	okrągła mocna	70cm	0	780
10.	1/2koła	40mm	okrągła mocna	70cm	0	720
11.	1/2koła	26mm	okrągła mocna	70cm	0	288
12.	1/2koła	30mm	okrągła mocna	70cm	0	120
13.	1/2 koła	40mm	okrągła mocna	70cm	1	792
14.	1/2koła	48-50mm	okrągła mocna	90cm	1	1200
15.	1/2koła	36mm	okrągła mocna	70cm	1	228
16.	1/2koła	40mm	odwrotnie tnąca	90cm	1	216
17.			bez igły	140cm	4/0	48
18.			bez igły	140cm	3/0	528
19.			bez igły	140cm	2/0	352
20.			bez igły	6x45cm	0	192
21.			bez igły	150cm	0	156
22.			bez igły	140cm	1	144
23.			bez igły	6x45cm	1	144
24.			bez igły	150cm	2	120
25.	1/2 koła	17mm	okrągła	70cm	3/0	48
26.	1/2 koła	17mm	okrągła	70cm	2/0	48

27.	1/2 koła	76mm	okrągła	75cm	2/0	96
28.	1/2 koła	37mm	okrągła mocna	75cm	2	168

Tolerancja długości igły+ /-1mm dot. poz. 8-10 i 13-16,
Podane długości nitki są parametrami minimalnymi

PAKIET 7

Szew syntetyczny, pleciony powlekany wchłaniający się w okresie do 90 dni wykonany z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego lub z kwasu poliglikolowego

L.p.	Kształt igły	Wielkość	Rodzaj igły	Długość nitki	Grubość nitki	Razem ilość saszetek na 24
1.	1/2koła	48mm	okrągła mocna	120cm pętla	1	96
2.	prosta	65-90mm	okrągła	90cm	2	12
3.	1/2 koła	40mm	okrągła mocna	120 cm pętla	2	96
4.	½ koła	65mm	okrągła mocna	240 pętla	2	36

Podane długości nitki są parametrami minimalnymi

PAKIET 8

Materiał hemostatyczny, wchłaniający pochodzenia roślinnego, wykonany z utlenionej, regenerowanej celulozy wchłaniający w czasie od 7 do 14 dni lub od 5 do 8 dni

L.p.	Rozmiar	Ilość saszetek na 24
1.	5x7,5 lub 8cm	72
2.	5-7,5x10-12cm	72
3.	Gąbki hemostatyczne 8-9 cm x 5-6 cm x 0,5-1 cm	24

PAKIET 9

Lp.	Asortyment	Zapotrzebowanie na 24 miesiące	J.m.
1	Sterylny, niewchłaniający wosk kostny 2,5 g	24	szt.

PAKIET 10

Szew syntetyczny, pleciony o okresie podtrzymania tkankowego ok. 50% po 5 dniach oraz okresie całkowitej absorpcji do 42 dni.

L.p.	Kształt igły	Wielkość	Rodzaj igły	Długość nitki	Grubość nitki	Razem ilość saszetek na 24
1.	3/8koła	26mm	odwrotnie tnąca	70cm	3/0	48
2.	3/8koła	30mm	odwrotnie tnąca	70cm	2/0	792
3.	1/2koła	17mm	okrągła	70cm	5/0	24
4.	1/2 koła	16mm	okrągła	70cm	6/0	24

Tolerancja długości igły +/- 1 mm dot. poz. 1 i 2
Podane długości nitki są parametrami minimalnymi

PAKIET 11

Nić chirurgiczna, syntetyczna, niewchłaniająca, pleciona, powlekana silikonem, igła z okrągłym ostrzem.

L.p.	Kształt igły	Wielkość	Rodzaj igły	Długość nitki	Grubość nitki	Razem ilość saszetek na 24
1.	1/2koła	30mm	okrągła	75 cm	2	36

PAKIET 1-7 i 10, 11

OCENA
TECHNICZNA

PUNKTACJA

OCENA
TECHNICZNA -
IGŁA

* wytrzymałość na odkształcenia	1/0	3PKT
* odporność na stępienie się ostrza	1/0	
* trwałość połączenia z nitką	1/0	

**OCENA
TECHNICZNA -
NITKA**

PUNKTACJA

* odporność na zrywanie	1/0	3PKT
* łatwość wiązania i sprowadzania węzła	1/0	
* trwałość założonego węzła	1/0	

Łączna ocena: 6PKT

PAKIET 8

**OCENA
TECHNICZNA**

PUNKTACJA

* adaptacja do nieregularnych powierzchni	1/0	3 PKT
* możliwość cięcia na różne wielkości	1/0	
* delikatna siatka	1/0	

Łączna ocena: 3PKT

PAKIET 9

**OCENA
TECHNICZNA**

PUNKTACJA

* możliwość cięcia na różne wielkości	1/0	1 PKT
---------------------------------------	-----	-------

Łączna ocena: 1PKT

Wymagany termin ważności produktów min. 3 lata od daty sprzedaży